

スタンダード分析セル ～VB1～

■ セル構成

★ 30200 φ3 テフロンチューブ 2m

① テフロンチューブ (PTFE) 2m

★ B100 セルキャップ

② パージチューブホルダー (PTFE) 2個

③ 電極ホルダー (PTFE) 3個 ※φ6電極適合

※1 ④ O-リング1 (バイトン) 2個

※1 ⑤ シリコン栓 (シリコン) 1個

※1 ⑥ O-リング2 (バイトン) 3個 ※φ6電極適合

⑦ セルキャップ (PTFE) 1個

※1 ⑧ O-リング3 (シリコン) 1個

B100 ガラスセル50mL

⑨ ガラスセル1 (パイレックスガラス) 1個

★ B100 ガラスセル20mL

⑩ ガラスセル2 (パイレックスガラス) 1個

B100 ガラスセル2mL

⑪ ガラスセル3 (パイレックスガラス) 1個

上記からご選択いただけます。詳細図は下部参照ください。

★ B100 セルスタンド

⑫ セルスタンド (塩化ビニル・SUS304・ゴム足) 1個

■ 交換用パーツ


(※1) B100 セルキャップ用 ゴム 3回分

■ オプション

301503 パージチューブ接続用三方コック




(接液部材質：CTFE・PTFE (フッ素樹脂))




スターターキットには★マークが含まれております

※⑨




B100 ガラスセル50mL
(材質：パイレックス)

※⑩



★ B100 ガラスセル20mL
(材質：パイレックス)

※⑪



B100 ガラスセル2mL
(材質：パイレックス)

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

